

Produktkatalog



Urologie

Inhaltsverzeichnis

Ableitende Inkontinenz	5
Transurethrale Blasenkatheter	5
INWAY® Blasenkatheter, Nelaton	6
INWAY® Blasenkatheter Soft, Nelaton	7
INWAY® Blasenkatheter Comfort, Nelaton	8
INWAY® Blasenkatheter, Tiemann	9
INWAY® 3-Wege Spülkatheter, Couvelaire	10
INWAY® Blasenkatheter Set	11
INWAY® Suprapubischer Katheter	12
INWAY® Suprapubischer Katheter Soft	13
INWAY® Suprapubisches Punktionsset	14
INWAY® Suprapubisches Wechselset	14
Einmalkatheter	15
Frauen-Einmalkatheter	15
Nelaton-Einmalkatheter	16
Tiemann-Einmalkatheter	16
INWAY® Tag & Nacht	18
Kletthalteband für Tag & Nacht-Beutel	19
Beinbeutel	20
CareLine™ Beinbeutel mit Rückflusssperre und Ablassventil	20
pfm Beinbeutelhose	21
pfm Kletthalteband	22
Beinbeutelmanschette Urimed fix	23
Beinbeutel mit Rückflusssperre und Ablassventil Push-Pull	23
Bettbeutel	24
CareLine™ Bettbeutel	24
Katheterventile und –stopfen	25
Stäubli Katheterventil KV 200 EH und Kupplungsstück KP 200	25
Stäubli Katheterventil KV 100 EH	26
CareVent® Katheterventil	26
Spigot Katheterstopfen	27
Spritze „Aqua-Glycerin“	28
Ballonkatheter Silikon	29
„Nelaton“	29

Inkl. 10 % Aqua-Glycerinlösung	29
Ballonkatheter Silikon.....	30
„Nelaton“	30
mit Längsrillenprofil	30
Ballonkatheter Silikon.....	31
„Nelaton“	31
Ballonkatheter Latex	32
„Nelaton“	32
Ballonkatheter Latex	33
„Nelaton“	33
Ballonkatheter Silikon.....	34
Hyperthermie.....	34
Ballonkatheter Silikon.....	35
„Tiemann“	35
Ballonkatheter Latex	36
„Tiemann“	36
Blasen katheter	37
„Nelaton“	37
Blasen katheter	38
„Nelaton“	38
Blasen katheter	39
„Tiemann“	39
Foleyplast Katheter	40
Frauenkatheter.....	41
Katheterstopfen	42
Nephrostomie Katheter	43
Urinbeutel / Sekretbeutel.....	44
Silikon Hämaturie/	45
Spülballonkatheter.....	45
Silikon Hämaturie/	46
Spülballonkatheter.....	46
Suprapubische Harnableitung	47
Suprapubische Harnableitung	48
Suprapubische Harnableitung	49
Intergralkatheter mit Einrollspitze	49

Suprapubische Harnableitung	50
Ureterkatheter.....	51
Ureterkatheter.....	52
Ureter- Schiene.....	53
Ureter- Schiene steuerbar	54
Ureter- Schiene Tumor steuerbar	55
Urindrainagesystem geschlossen.....	56
„TUR“	56
Urindrainagesystem geschlossen.....	57
Urindrainagesystem geschlossen.....	58
Urinmess-System geschlossen	59
Urinmess-System geschlossen	60
mit Wechselbeutel	60
Frauenkatheter	61
Tamponade Katheder	62
3-Wege Foley Katheter	63
Ureterokutaneostomie Katheter.....	65

Produktinformation

Ableitende Inkontinenz


Transurethrale Blasenkatheeter

- Alle INWAY® transurethralen Blasenkatheeter sind zur Langzeitdrainage (Dauerkatheterismus) geeignet.
- Um der Diffusion im Ballonbereich und damit einer schleichenden Entleerung vorzubeugen, wird die Blockung mit 10 %iger Glycerin-Lösung empfohlen.



INWAY® Blasenkatheter, Nelaton

Sehr einfach zu verlegender transurethraler Dauerkatheter aus 100 % Silikon – unser transurethraler Standard-Katheter. Das große Innenlumen hat eine geringe Inkrustationsneigung und kann dank des farblosen Silikons optimal begutachtet werden.



Nelaton-Spitze des Standard-Katheters mit 2 gegenüber liegenden Augen

Vorteile:

Patientenfreundlich

Der Vollsilikon-Katheter hat ein sehr geringes allergenes Potenzial. Er bleibt auch bei langer Liegedauer hautfreundlich.

Pflegerfreundlich

Dank des halbfesten Materials und des flachen Ballons kann der Blasenkatheter sehr einfach gelegt werden. Die mehrfach perforierte Innenverpackung ist auch mit Handschuhen leicht zu öffnen.

Sehr hohe Drainageleistung

Das große Innenlumen und die geringe Inkrustationsneigung gewährleisten auch bei langer Liegedauer eine hohe Drainageleistung.

Optimale Kontrolle

Das farblose Silikon lässt eine permanente Kontrolle des Urinabflusses und Urinzustandes zu.

Details:

- Röntgenkontraststreifen in Katheter-Schaft und –Spitze zur radiologischen Darstellung
- Doppelt steril (Ethylenoxid) verpackt
- Latexfrei
- Länge: 42 cm


Bestelldaten

INWAY® Blasenkatheter, Nelaton; HMV-Nr. 15.25.15.6025

REF	CH + Farbcode	PZN	Ballon	VPE
11111230	12 	01279033	5-10 ml	1
11111430	14 	1279116	30 ml	1
11111630	16 	01281053	30 ml	1
11111830	18 	1284181	30 ml	1
11112030	20 	01284206	30 ml	1
11112230	22 	1284235	30 ml	1
11112430	24 	01284241	30 ml	1

INWAY® Blasenkatheter Soft, Nelaton

Der angenehm zu tragende transurethrale Silikonkatheter ist besonders weich und ist zur Dauerkatheterisierung geeignet.



Nelaton-Spitze des Soft-Katheters mit 2 gegenüber liegenden Augen

Vorteile:

Patientenfreundlich

Der Soft-Katheter entspricht dem Wunsch vieler Patienten nach eingefärbten, undurchsichtigen Kathetern.

Technische Daten:

- Länge: 40 cm
- Ballonvolumen: 30 ml


Bestelldaten

INWAY® Blasenkatheter Soft, Nelaton; HMV-Nr. 15.25.15.6024

REF	CH + Farbcode	PZN	VPE
11101430	14 ■	1284465	1
11101630	16 ■	01284471	1
11101830	18 ■	1284494	1
11102030	20 ■	01284502	1
11102230	22 ■	1284519	1
11102430	24 ■	01284531	1

INWAY® Blasenkatheter Comfort, Nelaton

Der weiche und gleichzeitig gut zu legende Blasenkatheter bietet Patienten exzellenten Tragekomfort. Das große Innenlumen des Vollsilkonkatheters hat eine geringe Inkrustationsneigung und kann dank des farblosen Silikons optimal begutachtet werden.



Nelaton-Spitze des Comfort-Katheters mit 2 gegenüber liegenden Augen

Vorteile:

Patientenfreundlich

Der weiche INWAY® Blasenkatheter Comfort bietet Patienten durch die spezielle Silikonmischung einen exzellenten Tragekomfort. Er hat ein sehr geringes allergenes Potenzial und bleibt auch bei langer Liegedauer hautfreundlich.

Pflegerfreundlich

Die mehrfach perforierte Innenverpackung ist auch mit Handschuhen leicht zu öffnen.

Sehr hohe Drainageleistung

Das große Innenlumen und die geringe Inkrustationsneigung gewährleisten auch bei langer Liegedauer eine hohe Drainageleistung.

Optimale Kontrolle

Das farblose Silikon lässt eine permanente Kontrolle des Urinabflusses und Urinzustandes zu.

8

Details:

- Röntgenkontraststreifen in Katheter-Schaft und –Spitze zur radiologischen Darstellung
- Doppelt steril (Ethylenoxid) verpackt
- Latexfrei
- Länge: 42 cm
- Ballonvolumen: 5 – 10 ml


Bestelldaten

INWAY® Blasenkatheter Comfort, Nelaton; HMV-Nr. 15.25.15.6115

REF	CH + Farbcode	PZN	VPE
11201410	14 ■	1553238	1
11201610	16 ■	01553244	1
11201810	18 ■	1594303	1
11202010	20 ■	01594332	1

INWAY® Blasenkatheter, Tiemann

Einfach zu legenden Katheter aus 100 % Silikon speziell für Männer: dank der gewinkelten Tiemann-Spitze (Kugelspitze) kann die Prostata-Passage besonders schonend umsteuert werden.



Tiemann-Spitze mit 2 gegenüber liegenden Augen

Vorteile:

Patientenfreundlich

Der Vollsilikon-Katheter hat ein sehr geringes allergenes Potenzial. Er bleibt auch bei langer Liegedauer hautfreundlich.

Pflegerfreundlich

Dank des halbfesten Materials und des flachen Ballons kann der Blasenkatheter sehr einfach gelegt werden.

Sehr hohe Drainageleistung

Das große Innenlumen und die geringe Inkrustationsneigung gewährleisten auch bei langer Liegedauer eine hohe Drainageleistung.

Unter Kontrolle

Das farblose Silikon lässt eine permanente Kontrolle des Urinabflusses und Urinzustandes zu.

Details:

- Röntgenkontraststreifen in Katheter-Schaft und –Spitze zur radiologischen Darstellung
- Doppelt steril (Ethylenoxid) verpackt
- Latexfrei
- Länge: 40 cm
- Ballonvolumen: 5 ml


Bestelldaten

INWAY® Blasenkatheter, Tiemann; HMV-Nr. 15.25.15.6087

REF	CH + Farbcode	PZN	VPE
11121430	14 ■	48432	1
11121630	16 ■	00048449	1
11121830	18 ■	48455	1

INWAY® 3-Wege Spülkatheter, Couvelaire

Der INWAY® 3-Wege Spülkatheter mit Couvelaire-Spitze (Flötenspitze) kann prä- oder postoperativ zur Blasenspülung sowie als Dauerkatheter zur Urin-Langzeitdrainage eingesetzt werden.



Vorteile:

Optimale Spülung

Die atraumatische Couvelaire-Spitze und zwei seitliche Augen sorgen in Kombination mit dem großen Ballonvolumen für eine optimale Spülung der Blase.

Sehr hohe Drainageleistung

Das große Innenlumen und die geringe Inkrustationsneigung gewährleisten auch bei langer Liegedauer eine hohe Drainageleistung.

Patientenfreundlich

Der Spülkatheter aus 100 % Silikon hat ein sehr geringes allergenes Potenzial. Er bleibt auch bei langer Liegedauer hautfreundlich und hat ein geringes Inkrustationsrisiko. Dank des flachen Soft-Ballons lässt sich der Katheter leicht einführen.

Unter Kontrolle

Das farblose Silikon lässt eine permanente Kontrolle des Urinabflusses und Urinzustandes zu. Röntgenkontraststreifen in Katheter-Schaft und -Spitze erlauben die radiologische Darstellung.

Details:

- Röntgenkontraststreifen in Katheter-Schaft und -Spitze zur radiologischen Darstellung
- Doppelt steril (Ethylenoxid) verpackt
- Latexfrei
- Länge: 40 cm
- Ballonvolumen: 80 ml

Bestelldaten

INWAY® 3-Wege Spülkatheter, Couvelaire; HMV-Nr. 15.25.15.3041

REF	CH + Farbcode	PZN	VPE
11171880	18 ■	03086031	1
11172080	20 ■	03086048	1
11172280	22 ■	03086054	1
11172480	24 ■	03086077	1

INWAY® Blasenkatheter Set

Das INWAY® Blasenkatheter Set beinhaltet alle Komponenten zur hygienischen Anlage bzw. zum hygienischen Wechsel eines transurethralen Blasenkatheters.



Vorteile:

Für Frauen und Männer

Das Set beinhaltet ein Breitband-Antiseptikum zur Schleimhautdesinfektion (Octenisept®) und Katheter-Gleitgel (Endosgel®), wodurch das INWAY® Blasenkatheter Set universell einsetzbar ist.

Sicheres Blocken

Um ein schleichendes Entblocken des Katheter-Ballons durch Diffusion zu vermeiden, enthält das Set 10 %ige Glycerin-Lösung zum Blocken.

Details:

Inhalt in unsteriler Außenverpackung (PE-Flachbeutel)

- 6 ml Endosgel®
- 15 ml Octenisept®
- 10-ml-Luer-Einmalspritze zum Entblocken

Inhalt in steriler, wasserfester Unterlage (60 x 60 cm) verpackt

- 3-teilige Plastischale
- Vorgefüllt: 10 %ige Glycerin-Lösung in 10-ml-Luer-Einmalspritze
- 2 Latex-Handschuhe, medium, puderfrei
- 5 Schlingentupfer pflaumengroß, 20 x 20 cm
- 1 Pinzette
- Schlitz-Lochtuch, 60 x 60 cm


Bestelldaten

INWAY® Blasenkatheter Set

REF	PZN	VPE
81002	09187885	1

INWAY® Suprapubischer Katheter

Sehr einfach zu legenden suprapubischer Dauerkatheter aus 100 % Silikon – unser suprapubischer Standardkatheter. Das große Innenvolumen hat eine geringe Inkrustationsneigung und kann dank des farblosen Silikons optimal begutachtet werden.



Vorteile:

Patientenfreundlich

Der Vollsilikon-Katheter hat ein sehr geringes allergenes Potenzial. Er bleibt auch bei langer Liegedauer hautfreundlich.

Pflegerfreundlich

Dank des integrierten Ballons und des halbfesten Materials kann der suprapubische Katheter sehr einfach gelegt werden. Die mehrfach perforierte Innenverpackung ist auch mit Handschuhen leicht zu öffnen.

Sehr hohe Drainageleistung

Das große Innenlumen und die geringe Inkrustationsneigung gewährleisten auch bei langer Liegedauer eine hohe Drainageleistung.

Unter Kontrolle

Das farblose Silikon lässt eine permanente Kontrolle des Urinabflusses und Urinzustandes zu.

Details:

- Zentral offene Spitze
- Doppelt steril (Ethylenoxid) verpackt
- Ballonvolumen: 5 ml
- Latexfrei
- Zwei Längen erhältlich: 28 und 42 cm

Bestelldaten

INWAY® Suprapubischer Katheter; 42 cm Version

REF	CH + Farbcode	PZN	VPE
12101205	12	00052333	1
12101405	14	00052385	1
12101605	16	00052391	1
12101805	18	00052416	1
12102005	20	00052422	1
12102205	22	00052439	1


Bestelldaten

INWAY® Suprapubischer Katheter; 28 cm Version

REF	CH + Farbcode	PZN	VPE
12111405	14	00052445	1
12111605	16	00052474	1
12111805	18	00052480	1
12112005	20	00052497	1

INWAY® Suprapubischer Katheter Soft

Der angenehm zu tragende suprapubische Katheter aus 100 % Silikon entspricht den Wünschen vieler Patienten.



Vorteile:

Patientenfreundlich

Der Soft-Katheter entspricht dem Wunsch vieler Patienten nach eingefärbten, undurchsichtigen Kathetern.

Pflegerfreundlich

Dank des integrierten Ballons und des Materials ist der Katheter sehr einfach zu legen. Die mehrfach perforierte Innenverpackung ist auch mit Handschuhen leicht zu öffnen.

Sehr hohe Drainageleistung

Das große Innenlumen und die geringe Inkrustationsneigung gewährleisten auch bei langer Liegedauer eine hohe Drainageleistung.

Details:

- Zentral-offene Spitze
- Doppelt steril (Ethylenoxid) verpackt
- Länge: 42 cm
- Ballonvolumen: 5 ml


Bestelldaten

INWAY® Suprapubischer Katheter Soft

REF	CH + Farbcode	PZN	VPE
12121410	14 ■	00052511	1
12121610	16 ■	00052528	1
12121810	18 ■	00052534	1
12122010	20 ■	00077327	1
12122210	22 ■	00102746	1
12122410	24 ■	00102775	1

INWAY® Suprapubisches Punktionsset

Das Set beinhaltet alle Komponenten zur Anlage eines suprapubischen Katheters: einen suprapubischen Katheter aus 100 % Silikon (40 cm), eine Spaltkanüle sowie einen Katheter-Stopfen – alles in bewährter pfm medical-Qualität.



Bestelldaten

INWAY® Suprapubisches Punktionsset

REF	CH + Farbcode	PZN	VPE
12301205	12 ■	05986193	1
12301405	14 ■	10204637	1

INWAY® Suprapubisches Wechselset

Das Set beinhaltet alle Komponenten zum Wechsel eines suprapubischen Katheters: einen suprapubischen Katheter aus 100 % Silikon (40 cm), einen Führungsdraht (0,038") sowie einen Katheter-Stopfen – alles in bewährter pfm medical-Qualität.



Bestelldaten

INWAY® Suprapubisches Wechselset

REF	CH + Farbcode	PZN	VPE
12201405	14 ■	05986170	1
12201605	16 ■	05986187	1

Einmalkatheter

Die Einmalkatheter eignen sich ausschließlich zum kurzzeitigen Gebrauch.

Allgemeine Vorteile:

Atraumatische Urin-Drainage

Satiniertes, medizinisches PVC und zwei abgerundete, seitlich versetzte Augen sorgen für optimale Gleitfähigkeit und schonen das empfindliche Gewebe.

Schnelle Größen-Identifizierung

Die farbkodierten Trichteransätze des Einmalkatheters ermöglichen eine schnelle und sichere Identifizierung der Größen.

Details:

- Atraumatische Augen
- Einzeln steril verpackt
- Transparentes PVC für volle Sichtbarkeit des Urins
- Pyrogen- und Latexfrei

Frauen-Einmalkatheter

Der 18 cm lange Frauen-Einmalkatheter mit Nelaton-Spitze ist speziell an die weibliche Anatomie angepasst.

15



Bestelldaten

Frauen-Einmalkatheter; HMV-Nr. 15.24.14.5019

REF	CH + Farbcode	PZN	VPE
02014182	08 ■	00052250	1
02015182	10 ■	00052267	1
02016182	12 ■	00052273	1
02017182	14 ■	00052296	1
02019182	16 ■	00052304	1
02020182	18 ■	00052310	1

Nelaton-Einmalkatheter

Mit 40 cm Länge ist der Nelaton-Einmalkatheter ideal für Männer geeignet.



Bestelldaten

Nelaton-Einmalkatheter; HMV-Nr. 15.25.14.5020

REF	CH + Farbcode	PZN	VPE
01001182	06 ■	00052037	1
01004242	08 ■	00052043	1
01007242	10 ■	00052066	1
01008242	12 ■	00052072	1
01009242	14 ■	00052089	1
01013242	16 ■	00052095	1
01015242	18 ■	00052132	1
01017242	20 ■	00052149	1
01019182	22 ■	00052155	1

Tiemann-Einmalkatheter

16

Einmalkatheter speziell für Männer: dank der gewinkelten Tiemann-Spitze (Kugelspitze) kann die Prostata-Passage besonders schonend umsteuert werden. Ein Marker auf dem Konnektor zeigt die Ausrichtung der Tiemann-Spitze während des Einführens an.



Bestelldaten

Tiemann-Einmalkatheter; HMV-Nr. 15.25.14.5021

REF	CH + Farbcode	PZN	VPE
03006182	08 ■	00052178	1
03007242	10 ■	00052184	1
03008242	12 ■	00052190	1
03009242	14 ■	00052209	1
03011242	16 ■	00052215	1
03013242	18 ■	00052221	1
03014242	20 ■	00052238	1

Geschlossene Urindrainagesysteme

Geschlossene Urindrainagesysteme verfügen über eine Tropfkammer zwischen Zuleitungsschlauch und Urinbeutel. Dadurch bildet der Blasenkatheter samt Zuleitungsschlauch ein vom Urinbeutel getrenntes System. Aufsteigende Infektion können so effektiv verhindert werden. Weitere Merkmale der geschlossenen Urindrainagesysteme von pfm medical, die den hygienischen Anforderungen des Robert Koch-Instituts entsprechen, sind:

- Nadelfreie Probenentnahmestelle
- Rückflusssperre
- Druckausgleichsventile mit Mikrofilter in Tropfkammer und Urinbeutel
- Hygienischer Bodenauslass

Durch den Einsatz geschlossener Urindrainagesysteme kann das Risiko für aufsteigende Infektionen effektiv gesenkt werden.

INWAY® Tag & Nacht

Der 1.000 ml fassende INWAY® Tag & Nacht wurde für den mobilen Katheter-Träger entwickelt: tagsüber wird er als Beinbeutel getragen, nachts wird er als Bettbeutel genutzt. Dabei überzeugt er durch einfachen Gebrauch und hohe Sicherheit.



Vorteile:

Tag- und Nacht-Gebrauch

Tagsüber kann der INWAY® Tag & Nacht mit einem Kletthalteband als Beinbeutel getragen werden. Nachts kann er am Bett fixiert und als Bettbeutel genutzt werden. Am Sicherheits-Ablass kann ohne Adapter ein Urinbeutel angeschlossen werden.

Anwenderfreundlich

Der INWAY® Tag & Nacht Urinbeutel verfügt über einen Sicherheits-Ablass. Dieser verhindert effektiv ein Nachtropfen des Urins und ist dank seines großen Hebels besonders leicht zu bedienen. Das Soft-Design des INWAY® Tag & Nacht ohne scharfe Kanten vereinfacht den alltäglichen Gebrauch.

Hygienisch

Die Tag & Nacht-Nutzung vermeidet Diskonnektionen am Katheter. Zudem verfügt der INWAY® Tag & Nacht über eine Tropfkammer, eine Rückflusssperre, je einen Mikrofilter in Tropfkammer und Urinbeutel sowie über eine nadelfreie Probenentnahmestelle.

Individuell

Der Drainageschlauch des INWAY® Tag & Nacht ist individuell kürzbar. Dazu liegen den 90- und 60-cm-Varianten separate Katheter-Konnektoren bei.

Details:

- Sicherheits-Ablass in belüfteter Tasche (Dockhouse)
- Stufenkonnektor mit integrierter, nadelfreier Probenentnahmestelle
- Beflockung der Rückseite mit widerstandsfähiger, schweißaufsaugender Viskose
- Integrierte Kordel zur Befestigung am Bett
- Einzeln steril (Ethylenoxid) verpackt

Bestelldaten

INWAY® Tag & Nacht; HMV-Nr. 15.25.07.1008

REF	Volumen	Schlauch	PZN	VPE
P02020001	1.000 ml	30 cm, nicht kürzbar	09315395	1
P02020002	1.000 ml	60 cm, kürzbar	09315389	1
P02020003	1.000 ml	90 cm, kürzbar	09315372	1

Kletthalteband für Tag & Nacht-Beutel

Dieses Kletthalteband ist passend für den INWAY® Tag & Nacht sowie den Mono-Flo® Beinbeutel.

**Details:**

- Bis 40°C waschbar
- Latexfrei

Bestelldaten

Kletthalteband für Tag & Nacht-Beutel;
HMV-Nr. 15.99.99.0008

Bestelldaten

Kletthalteband für Tag & Nacht-Beutel;
HMV-Nr. 15.99.99.0008

REF	PZN	VPE
31377	04499775	1

Beinbeutel

CareLine™ Beinbeutel mit Rückflusssperre und Ablassventil

Der sterile CareLine™ Beinbeutel verbindet optimalen Tragekomfort mit Hygiene und Sicherheit.



Es wird empfohlen, den sterilen CareLine™ Beinbeutel alle 3 – 5 Tage zu wechseln.

Vorteile:

Optimaler Tragekomfort

Der CareLine™ Beinbeutel ist anatomisch geschnitten, verfügt über eine weiche schweißaufsaugende Vliesrückseite und bietet daher optimalen Tragekomfort.

Erweiterbar

Am Bodenablass kann ohne zusätzlichen Adapter ein Bettbeutel angeschlossen werden. Diese Tag & Nacht-Nutzung des CareLine™ Beinbeutels erhöht den Patientenkomfort und verhindert während der Anwendungsdauer (3 – 5 Tage in der sterilen Version) Diskonnektionen am Blasenkatheter.

Hygienisch und sicher

Eine Rückflusssperre verhindert ein Zurücklaufen des Urins vom Beinbeutel in den Blasenkatheter und damit aufsteigende Infektionen. Das Push-Pull-Ventil lässt den Urin sicher und mit möglichst wenig Nachtropfen ablaufen.

Details:

- Schlauch der 50 cm-Variante individuell kürzbar, Konnektor beiliegend
- Material: medizinisches PVC
- Latexfrei

Bestelldaten

CareLine™ Beinbeutel mit Rückflusssperre und Ablassventil

REF	Volumen	Schlauch	HMV-Nr.	PZN	VPE
12 111 1S	500 ml	10 cm	15.25.05.3036	01284258	1
12 151 1S	500 ml	50 cm	15.25.05.3036	01284239	1
24 111 1S-20	750 ml	10 cm	15.25.05.3035	01284301	1
24 151 1S-20	750 ml	50 cm	15.25.05.3035	01284382	1

pfm Beinbeutelhose

Die pfm Beinbeutelhose bietet Beinbeutel-Trägern ein Höchstmaß an Komfort.



Vorteile:

Praktisch

Der Beinbeutel wird sicher in einer Tasche fixiert. Der gesammelte Urin kann durch eine Aussparung an der Unterseite der Beinbeutelhose abgelassen werden. Die Beinbeutelhose kann wahlweise am linken oder rechten Bein getragen werden.

Höchst komfortabel

Der breite Bund der Beinbeutelhose verhindert Hautirritationen sowie Einschnürungen am Oberschenkel oder Taillenbereich. In der passenden Größe – es gibt vier – bietet die Beinbeutelhose ein Höchstmaß an Tragekomfort.

Hygienisch

Der Genital- und Gesäßbereich ist ausgespart. Die hautfreundliche und schadstofffreie Beinbeutelhose kann bis zu einer Temperatur von 95°C gewaschen werden.

Kompatibel

Alle handelsüblichen Beinbeutel ohne Tropfkammer sind mit der Beinbeutelhose kompatibel.

Details:

- Material: 100 % Baumwolle
- Beschriftungsfeld
- Bis 95°C waschbar
- Latexfrei

Bestelldaten

pfm Beinbeutelhose; HMV-Nr. 15.99.99.0009

REF	Bundweite	PZN	VPE
UR2001S	60 - 67 cm	00002269	1
UR2001L	77 - 84 cm	00002364	1
UR2001XL	85 - 94 cm	00008935	1
UR2001XXL	95 - 105 cm	00012581	1

pfm Kletthalteband

Das hochwertige, gepolsterte pfm Kletthalteband wurde speziell für den CareLine™ Beinbeutel entwickelt. Es ist besonders angenehm zu tragen und überzeugt gleichzeitig durch seine lange Haltbarkeit.

Vorteile:



Sehr hoher Tragekomfort

Das hautfreundliche, gepolsterte Material des in 4 Größen erhältlichen pfm Kletthaltebandes sorgt für komfortablen Sitz. Breite, elastische Bänder verhindern Einschnürungen am Oberschenkel.

Lange Haltbarkeit

Das pfm Kletthalteband ist sehr hochwertig verarbeitet. Die verwendeten Materialien und die maschinelle Waschbarkeit (bis 40°C) garantieren eine lange Haltbarkeit.

Sicherer Sitz

Innenliegende Klettbänder halten den Beinbeutel und verhindern sein seitliches Verrutschen. Eine Silikonauflage auf der Innenseite sorgt für sicheren Halt auf der Haut.

Details:

- Empfehlung: paarweise Verwendung bei großen Beinbeuteln zur oberen und unteren Fixierung des Beinbeutels
- Bis 40°C waschbar
- Latexfrei

Bestelldaten

pfm Kletthalteband; HMV-Nr. 15.99.99.0008

REF	Länge	PZN	VPE
1713S	38 - 42 cm	00012598	1
1714M	44 - 53 cm	00045592	1
1715L	55 - 65 cm	00045600	1
1716XL	67 - 90 cm	00045617	1

Beinbeutelmanschette Urimed fix

Die Beinbeutelmanschette Urimed fix ist eine Alternative zu Kletthaltebändern.

Bestelldaten

Beinbeutelmanschette Urimed fix; HMV-Nr. 15.99.99.0009

REF	Größe	PZN	VPE
28092	S (30 - 50 cm Beinumfang)	00853228	5
28093	M (45 - 65 cm Beinumfang)	00853234	5
28094	L (55 - 85 cm Beinumfang)	00853240	5
28097	XL (75 - 105 cm Beinumfang)	00853257	5

Beinbeutel mit Rückflusssperre und Ablassventil Push-Pull

Der unsterile Beinbeutel mit kurzem Drainageschlauch wird am Oberschenkel getragen.

Es wird empfohlen, den unsterilen Beinbeutel mit Rückflusssperre und Ablassventil Push-Pull täglich zu wechseln.

23



Vorteile:

Hygienisch und sicher

Eine Rückflusssperre verhindert ein Zurücklaufen des Urins vom Beinbeutel in den Blasenkatheter und damit aufsteigende Infektionen. Das Push-Pull-Ventil lässt den Urin sicher und mit möglichst wenig Nachtropfen ablaufen.

Variabler Anschluss

Alternativ zum direkten Anschluss an einen Blasenkatheter können Träger von Katheterventilen den Beinbeutel über ein Kupplungsstück konnektieren.

Details:

- Material: medizinisches PVC
- Latexfrei
- Unsteril

Bestelldaten

Beinbeutel mit Rückflusssperre und Ablassventil Push-Pull; HMV-Nr. 15.25.05.1056

REF	Volumen	Schlauch	PZN	VPE
17 051 0-20	600 ml	10 cm	03374215	1

Bettbeutel

CareLine™ Bettbeutel

Der unsterile CareLine™ Bettbeutel mit Rückflusssperre und Push-Pull Ablassventil ist ein praktischer Bettbeutel für den Pflegealltag. Er fasst bis zu 2.000 ml.

Es wird empfohlen, den unsterilen CareLine™ Bettbeutel täglich zu wechseln.



Vorteile:

Hygienisch

Die Rückflusssperre des Bettbeutels reduziert das Risiko aufsteigender Infektionen.

Praktisch

Die Skalierung ist übersichtlich und lässt sich einfach ablesen.
Die Aufhängösen sind für eine sichere Befestigung verstärkt.

Bestelldaten

CareLine™ Bettbeutel; HMV-Nr. 15.25.06.1021

REF	Volumen	Schlauch	PZN	VPE
37 205 0 -20	2.000 ml	90 cm	00048395	1

Katheterventile und –stopfen

Vorteile:

Sicher hygienisch

Blasenkatheter und Katheterventil bilden ein geschlossenes System, das im Vergleich zu Katheterstopfen eine deutlich geringere Infektionsgefahr aufweist.

Training für die Blase

Der Patient kann seinen gewohnten Miktions-Rhythmus fortführen. Dem Verlust der Blasenkapazität wird so auf natürliche Art und Weise entgegengewirkt.

Erholsamer Schlaf


Durch den Anschluss eines Urinbeutels an die Katheterventile Stäubli KV 200 EH oder CareVent® müssen Patienten nachts nicht mehr zum Urinlassen aufstehen und können durchschlafen.

Details:

- Exakter Öffnungs- und Verschlussmechanismus
- Einzeln steril (Ethylenoxid) verpackt
- Einfache Desinfektion

Stäubli Katheterventil KV 200 EH und Kupplungsstück KP 200

Das automatisch schließende Katheterventil KV 200 EH wird komfortabel mit einer Hand bedient und ermöglicht so einen diskreten Alltagsgebrauch. Mit dem Kupplungsstück KP 200 kann ein Urinbeutel konnektiert werden.



Bestelldaten

Stäubli Katheterventil KV 200 EH und Kupplungsstück
KP 200; HMV-Nr. 15.25.16.0001

REF	Beschreibung	PZN	VPE
KV 200 EH	Ventil einzeln	04608483	1
KP 200	Kupplungsstück einzeln	00189799	1

Stäubli Katheterventil KV 100 EH

Das automatisch schließende Katheterventil KV 100 EH wird komfortabel mit einer Hand bedient und ermöglicht so einen diskreten Alltagsgebrauch. Der Anschluss eines Urinbeutels ist nicht möglich.




Bestelldaten

Stäubli Katheterventil KV 100 EH; HMV-Nr. 15.25.16.0001

REF	PZN	VPE
KV 100 EH	00189782	1

CareVent® Katheterventil

Das robuste CareVent® Katheterventil mit patentiertem Verschlussmechanismus wird mit einem Kupplungsstück zum Anschluss eines Urinbeutels geliefert.



Bestelldaten

CareVent® Katheterventil; HMV-Nr. 15.25.16.0019

REF	PZN	VPE
89.801	04608508	1

Spigot Katheterstopfen

Mit dem Katheterstopfen werden Blasenkatheeter sicher verschlossen.



Bestelldaten

Spigot Katheterstopfen; HMV-Nr. 15.25.15.4000

REF	PZN	VPE
40002	03402839	50

Produktinformation

Spritze „Aqua-Glycerin“

Vorgefüllte Spritze mit 10 % wässriger Glycerinlösung

- zum Blocken von Silikonballonkathetern
- minimiert Volumenverlust des Ballons und damit die Gefahr der Dislokation des Katheters
- Inhalt 10 ml, Glycerin-Konzentration 10 %
- Einmalprodukt
- steril
- latexfrei



Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
UM-9991000	24	96

Produktinformation

Ballonkatheter Silikon

„Nelaton“

Inkl. 10 % Aqua-Glycerinlösung

- 100% Silikon, biokompatibel
- 2-Wege Ballonkatheter
- CH 06 bis CH 10 mit vorgefüllter 5 ml Spritze (10%ige sterile Glycerinlösung)
- CH 12 bis CH 24 mit vorgefüllter 10 ml Spritze (10%ige sterile Glycerinlösung)
- geschlossene Spitze
- 2 seitliche Augen
- Transparenz ermöglicht leichte optische Kontrolle
- röntgenschattegebende Spitze
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei, latexfrei



29

Art.-Nr.	Größe CH	Ballon	VE (Stk)
UM-UFSPSP206	6	5 ml	10
UM-UFSPSP208	8	5 ml	10
UM-UFSPSP210	10	5 ml	10
UM-UFSP2512	12	10 ml	10
UM-UFSP2514	14	10 ml	10
UM-UFSP2516	16	10 ml	10
UM-UFSP2518	18	10 ml	10
UM-UFSP2520	20	10 ml	10
UM-UFSP2522	22	10 ml	10
UM-UFSP2524	24	10 ml	10

Produktinformation

Ballonkatheter Silikon **„Nelaton“** **mit Längsrillenprofil**

- zur Drainage des Harnröhrensekrets
- 100% Silikon, biokompatibel
- 2-Wege Ballonkatheter
- geschlossene Spitze
- 2 seitliche Augen
- Transparenz ermöglicht leichte optische Kontrolle
- röntgenschattegebende Spitze
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei, latexfrei



30

Art.-Nr.	Größe CH	Ballon / Länge	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-115210	10	3,5 ml Ballon, 30 cm	5	25
ML-115212	12	5-10 ml Ballon, 40 cm	5	25
ML-115214	14	5-10 ml Ballon, 40 cm	5	25
ML-115216	16	5-10 ml Ballon, 40 cm	5	25
ML-115218	18	5-10 ml Ballon, 40 cm	5	25
ML-115220	20	5-10 ml Ballon, 40 cm	5	25
ML-115222	22	5-10 ml Ballon, 40 cm	5	25
ML-115224	24	5-10 ml Ballon, 40 cm	5	25

Produktinformation

Ballonkatheter Silikon „Nelaton“

- für Kinder und Erwachsene
- 100% Silikon, biokompatibel
- 2-Wege Ballonkatheter
- CH 06 bis CH10 mit Mandrin
- geschlossene Spitze
- 2 seitliche Augen
- Transparenz ermöglicht leichte optische Kontrolle
- röntgenshattengebende Spitze
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei, latexfrei



31

Art.-Nr.	Größe CH	Ballon / Länge	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-115006	6	1,5 ml Ballon, 30 cm	10	100
ML-115008	8	3,0 ml Ballon, 30 cm	10	100
ML-115010	10	3,5 ml Ballon, 30 cm	10	100

Art.-Nr.	Größe CH	Ballon / Länge	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-115012	12	5-10 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-115014	14	5-10 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-115016	16	5-10 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-115018	18	5-10 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-115020	20	5-10 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-115022	22	5-10 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-115024	24	5-10 ml Ballon, 40 cm	10	100

Art.-Nr.	Größe CH	Ballon / Länge	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-115812	12	30 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-115814	14	30 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-115816	16	30 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-115818	18	30 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-115820	20	30 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-115822	22	30 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-115824	24	30 ml Ballon, 40 cm	10	100

Produktinformation

Ballonkatheter Latex „Nelaton“

- für Kinder und Erwachsene
- 2-Wege Ballonkatheter
- geschlossene Spitze
- 2 seitliche Augen
- röntgenschattegebend
- Farbe: Amber
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei



Art.-Nr.	Größe CH	Ballon / Länge	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-116006	6	3 ml Ballon, 30 cm	10	100
ML-116008	8	3 ml Ballon, 30 cm	10	100
ML-116010	10	3 ml Ballon, 30 cm	10	100

Art.-Nr.	Größe CH	Ballon / Länge	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-117012	12	5-15 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-117014	14	5-15 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-117016	16	5-15 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-117018	18	5-15 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-117020	20	5-15 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-117022	22	5-15 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-117024	24	5-15 ml Ballon, 40 cm	10	100

Art.-Nr.	Größe CH	Ballon / Länge	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-118012	12	30 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-118014	14	30 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-118016	16	30 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-118018	18	30 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-118020	20	30 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-118022	22	30 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-118024	24	30 ml Ballon, 40 cm	10	100

Produktinformation

Ballonkatheter Latex „Nelaton“

- Latex mit silikonisierter Oberfläche
- 2-Wege
- Ballon 5 – 10 ml
- Länge ca. 42 cm
- mit Trichter
- Ventil für Luer- und Luer-Lock
Spritzenansätze
- führungsstabil, gleichzeitig flexibel und
weich
- sichere Fixierung, gut verträglich
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei



33

Art.-Nr.	Größe CH	VE (Stk)	UK (Stk)
UM-UF2512	12	10	100
UM-UF2514	14	10	100
UM-UF2516	16	10	100
UM-UF2518	18	10	100
UM-UF2520	20	10	100
UM-UF2522	22	10	100
UM-UF2524	24	10	100
UM-UF2526	26	10	100
UM-UF2528	28	10	100

Produktinformation

Ballonkatheter Silikon Hyperthermie

Zur Messung der Temperatur während einer Hyperthermie-Behandlung

- Nelaton oder Tiemann Spitze
- 3-läufig
- 5 – 10 ml
- 40 cm lang
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei, latexfrei



Messkanal bis 1 cm vor der Nelatonspitze
ermöglicht genaue Messung



verbesserte Einführung der Messsonde durch
neuen Messkanalansatz

34

Nelatonspitze

Art.-Nr.	Größe CH	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-114312	12	10	100
ML-114314	14	10	100

Tiemannspitze

Art.-Nr.	Größe CH	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-114514	14	10	100

Produktinformation

Ballonkatheter Silikon „Tiemann“

- für Erwachsene
- 100% Silikon, biokompatibel
- 2-Wege Ballonkatheter
- geschlossene Tiemannspitze
- 2 seitliche Augen
- Transparenz ermöglicht leichte optische Kontrolle
- röntgenschattegebende Spitze
- Länge 40 cm
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	Größe CH	Ballon / Länge	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-115112	12	5-10 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-115114	14	5-10 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-115116	16	5-10 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-115118	18	5-10 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-115120	20	5-10 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-115122	22	5-10 ml Ballon, 40 cm	10	100
ML-115124	24	5-10 ml Ballon, 40 cm	10	100

Produktinformation

Ballonkatheter Latex „Tiemann“

- Latex mit silikonisierter Oberfläche
- 2-Wege, verstärkte Spitze
- Ballon 5 – 10 ml
- Länge ca. 40 cm
- mit Trichter
- Ventil für Luer- und Luer-Lock
Spritzenansätze
- führungsstabil, gleichzeitig flexibel
und weich
- sichere Fixierung, gut verträglich
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei



36

Art.-Nr.	Größe CH	VE (Stk)	UK (Stk)
UM-UFT2512	12	10	100
UM-UFT2514	14	10	100
UM-UFT2516	16	10	100
UM-UFT2518	18	10	100
UM-UFT2520	20	10	100
UM-UFT2522	22	10	100
UM-UFT2524	24	10	100
UM-UFT2526	26	10	100

Produktinformation

Blasenkatheter „Nelaton“

- geschlossene Spitze
- 2 seitliche Augen
- Länge 40 cm
- Einmalprodukt
- steril
- latexfrei



Art.-Nr.	Größe CH	VE (Stk)	UK (Stk)
9001.08.040	8	100	600
9001.10.040	10	100	600
9001.12.040	12	100	600
9001.14.040	14	100	600
9001.16.040	16	100	600
9001.18.040	18	100	600
9001.20.040	20	50	300
9001.22.040	22	50	300
9001.24.040	24	50	300

Produktinformation

Blasenkatheter „Nelaton“

- geschlossene Spitze
- 2 seitliche Augen
- Länge 40 cm
- Einmalprodukt
- steril
- latexfrei



Art.-Nr.	Größe CH	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-110008	8	100	600
ML-110010	10	100	600
ML-110012	12	100	600
ML-110014	14	100	600
ML-110016	16	100	600
ML-110018	18	100	600
ML-110020	20	100	300
ML-110022	22	100	300
ML-110024	24	100	300

Produktinformation

Blasenkatheter „Tiemann“

- geschlossene Spitze
- 2 seitliche Augen
- Länge 40 cm
- Einmalprodukt
- steril
- latexfrei




Art.-Nr.	Größe CH	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-120006	6	100	500
ML-120008	8	100	500
ML-120010	10	100	500
ML-120012	12	100	500
ML-120014	14	100	500
ML-120016	16	100	500
ML-120018	18	100	500
ML-120020	20	100	500
ML-120022	22	100	500
ML-120024	24	100	500

Produktinformation

Foleyplast Katheter

Tamponade-Katheter für kontinuierliche Spülung nach TURP

- „Mercier“ Spitze
- wahlweise als soft oder extra soft Version
- Ballon aus Naturlatex, 75 ml
- röntgenshattengegebende Linie
- Einpatientenprodukt
- steril



Art.-Nr. Version "soft"	Art.-Nr. Version "extra soft"	Größe CH	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-292016	ML-292116	16	10	200
ML-292018	ML-292118	18	10	200
ML-292020	ML-292120	20	10	200
ML-292022	ML-292122	22	10	200
ML-292024	ML-292124	24	10	200

Produktinformation

Frauenkatheter

- 20 cm lang
- geschlossene Spitze
- 2 seitliche Augen
- Einmalprodukt
- steril
- latexfrei



Art.-Nr.	Größe CH	VE (Stk)	UK (Stk)
9014.08.020	8	100	800
9014.10.020	10	100	800
9014.12.020	12	100	800
9014.14.020	14	100	800
9014.16.020	16	100	800
9014.18.020	18	100	800
9014.20.020	20	100	800
9014.22.020	22	100	800
9014.24.020	24	100	800

Produktinformation

Katheterstopfen

- passend für alle gängigen Kathetergrößen
- Farbe: blau
- mit Griffmulden
- stumpf-konisch
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei, latexfrei




Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
9155.40.002	50	2500

Nephrostomie Katheter

Silikon Nephrostomie-Katheter mit Integralballon

- dekonnektierbarer Katheter mit abnehmbarem Trichter (pat. Konnektionssystem) – zur Applikation durch den Arbeitskanal eines Endoskopes
- 2-Wege Integral-Ballonkatheter
- tellerförmiger Ballon 3 - 5 ml
- 40 cm lang, mit Graduierung
- zentrale Öffnung
- mit röntgenkontrastfähiger Spitze
- 2 seitliche Augen (vor und hinter dem Ballon)
- transparenter Schaft und Trichter
- steril
- PVC-frei, latexfrei



Art.-Nr.	Größe CH	Art.-Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-340500012	12	dekonnektierbar	10	10
ML-340500014	14	dekonnektierbar	10	10
ML-340500016	16	dekonnektierbar	10	10
ML-340500018	18	dekonnektierbar	10	10
ML-340500020	20	dekonnektierbar	10	10
ML-340500022	22	dekonnektierbar	10	10
ML-340500024	24	dekonnektierbar	10	10
ML-34050212	12	nicht dekonnektierbar	10	10
ML-34050214	14	nicht dekonnektierbar	10	10
ML-34050216	16	nicht dekonnektierbar	10	10
ML-34050218	18	nicht dekonnektierbar	10	10
ML-34050220	20	nicht dekonnektierbar	10	10
ML-34050222	22	nicht dekonnektierbar	10	10
ML-34050224	24	nicht dekonnektierbar	10	10

Produktinformation

Urinbeutel / Sekretbeutel

- mit großem Konnektor und graduiertem 1,5 l Beutel
- ohne Ablasshahn
- transparenter Schlauch 90 cm
- mit und ohne Rücklaufsperr
- Einmalprodukt
- einzeln steril oder unsteril verpackt
- latexfrei



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
UM-21010015	mit Rücklaufsperr, unsteril	10	250
UM-21010115	mit Rücklaufsperr, steril	10	250
33 005 0-20	ohne Rücklaufsperr, unsteril	10	250
UM-21010120	ohne Rücklaufsperr, steril	10	250

Produktinformation

Silikon Hämaturie/ Spülballonkatheter

- 100% Silikon, geringe Inkrustationsneigung
- biokompatibel
- Transparenz ermöglicht leichte optische Kontrolle
- türkisfarbene röntgenschattengebende Linie und Katheterspitze
- hohe Stabilität sowie große Ballonkapazität zur sicheren Fixierung und Kompression
- 3-Wege Ausführung mit integrierter Verschlusskappe am Spülkanal und beiliegendem Katheterstopfen
- Ventil für Luer- und Luer-Lock Spritzenansätze
- 4 Ballongrößen 40 / 50 / 75 / 80 / 100 ml
- Länge 42 cm
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei, latexfrei



45

Art.-Nr.	Spitze	Größe CH	Ballon	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-1156118	Mercier	18	60 ml	10	10
ML-1156120	Mercier	20	80 ml	10	10
ML-1156122	Mercier	22	80 ml	10	10
ML-1156124	Mercier	24	80 ml	10	10



Art.-Nr.	Spitze	Größe CH	Ballon	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-1156018	gerade, rund	18	75 ml	10	10
ML-1156020	gerade, rund	20	80 ml	10	10
ML-1156022	gerade, rund	22	80 ml	10	10
ML-1156024	gerade, rund	24	80 ml	10	10



Produktinformation

Silikon Hämaturie/ Spülballonkatheter

Art.-Nr.	Spitze	Größe CH	Ballon	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-1156218	Dufour	18	60 ml	10	40
ML-1156220	Dufour	20	80 ml	10	40
ML-1156222	Dufour	22	80 ml	10	40
ML-1156224	Dufour	24	80 ml	10	40



Art.-Nr.	Spitze	Größe CH	Ballon	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-1156318	Couvelair	18	80 ml	10	40
ML-1156320	Couvelair	20	80 ml	10	40
ML-1156322	Couvelair	22	80 ml	10	40
ML-1156324	Couvelair	24	80 ml	10	40



Produktinformation

Suprapubische Harnableitung Integralkatheter mit gerader Spitze

Punktions-Set

- Punktions-Set mit Trokar, in die Wandung integrierter Ballonkatheter
- aus Silikon
- 3 – 5 ml, 40 cm lang
- zentrale Öffnung
- 2 seitliche Augen
- Fixierpflaster
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei, latexfrei




Art.-Nr.	Größe CH	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-122012	12	1	25

47

Wechsel-Set

- in die Wandung integrierter Ballonkatheter
- aus Silikon
- 3 – 5 ml, 40 cm lang
- zentrale Öffnung
- 2 seitliche Augen
- Wechseldraht und Fixierpflaster
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei, latexfrei




Art.-Nr.	Größe CH	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-122512	12	1	25
ML-122514	14	1	25
ML-122516	16	1	25
ML-122518	18	1	25

Produktinformation

Suprapubische Harnableitung

Integralkatheter einzeln

- in die Wandung integrierter Ballon
- aus Silikon
- 3 – 5 ml, 40 cm lang
- zentrale Öffnung
- 2 seitliche Augen
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei, latexfrei




Art.-Nr.	Größe CH	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-122712	12	10	50
ML-122714	14	10	50
ML-122716	16	10	50
ML-122718	18	10	50

48

Ballonkatheter

- in die Wandung integrierter Ballon
- aus Silikon
- 5 – 10 ml, 40 cm lang
- zentrale Öffnung
- 2 seitliche Augen
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei, latexfrei




Art.-Nr.	Größe CH	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-115712	12	10	100
ML-115714	14	10	100
ML-115716	16	10	100
ML-115718	18	10	100

Produktinformation

Suprapubische Harnableitung Intergralkatheter mit Einrollspitze

Punktions-Set

- Punktions-Set mit Trokar, in die Wandung integrierter Ballon aus Silikon
- 3 – 5 ml, 40 cm lang
- zentrale Öffnung
- 2 seitliche Augen
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei, latexfrei




Art.-Nr.	Größe CH	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-123012	12	1	25

49

Wechsel-Set

- Wechsel-Set mit Führungsdraht, in die Wandung integrierter Ballon aus Silikon
- 3 – 5 ml, 40 cm lang
- zentrale Öffnung
- 2 seitliche Augen
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei, latexfrei




Art.-Nr.	Größe CH	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-123512	12	1	25
ML-123514	14	1	25
ML-123516	16	1	25
ML-123518	18	1	25

Produktinformation

Suprapubische Harnableitung

Integralkatheter mit Einrollspitze einzeln

- in die Wandung integrierter Ballon
- aus Silikon
- 3 – 5 ml, 40 cm lang
- zentrale Öffnung
- 2 seitliche Augen
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei, latexfrei




Art.-Nr.	Größe CH	VE (Stk)	UK (Stk)
ML-123712	12	10	50
ML-123714	14	10	50
ML-123716	16	10	50
ML-123718	18	10	50

50

Produktinformation

Ureterkatheter

- aus PUR
- beigelegter Luer-Lock-Ansatz
- cm-Graduierung
- ca. 70 cm lang
- röntgenfähig
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei, latexfrei



Gebogene Versionen

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Material	VE (Stk)
ML-137303	Ureterkatheter Ch. 3, gebogen, offene Spitze, kein Auge	PUR	10
ML-137304	Ureterkatheter Ch. 4, gebogen, offene Spitze, kein Auge	PUR	10
ML-137305	Ureterkatheter Ch. 5, gebogen, offene Spitze, kein Auge	PUR	10
ML-137306	Ureterkatheter Ch. 6, gebogen, offene Spitze, kein Auge	PUR	10
ML-137307	Ureterkatheter Ch. 7, gebogen, offene Spitze, kein Auge	PUR	10
ML-137308	Ureterkatheter Ch. 8, gebogen, offene Spitze, kein Auge	PUR	10

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Material	VE (Stk)
ML-137493	Ureterkatheter Ch. 3, gebogen, offene Spitze, 1 Auge	PUR	10
ML-137494	Ureterkatheter Ch. 4, gebogen, offene Spitze, 1 Auge	PUR	10
ML-137495	Ureterkatheter Ch. 5, gebogen, offene Spitze, 1 Auge	PUR	10
ML-137496	Ureterkatheter Ch. 6, gebogen, offene Spitze, 1 Auge	PUR	10
ML-137497	Ureterkatheter Ch. 7, gebogen, offene Spitze, 1 Auge	PUR	10
ML-137498	Ureterkatheter Ch. 8, gebogen, offene Spitze, 1 Auge	PUR	10

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Material	VE (Stk)
ML-137513	Ureterkatheter Ch. 3, gebogen, geschl. Olivspitze, 1 Auge	PUR	10
ML-137514	Ureterkatheter Ch. 4, gebogen, geschl. Olivspitze, 1 Auge	PUR	10
ML-137515	Ureterkatheter Ch. 5, gebogen, geschl. Olivspitze, 1 Auge	PUR	10
ML-137516	Ureterkatheter Ch. 6, gebogen, geschl. Olivspitze, 1 Auge	PUR	10
ML-137517	Ureterkatheter Ch. 7, gebogen, geschl. Olivspitze, 1 Auge	PUR	10
ML-137518	Ureterkatheter Ch. 8, gebogen, geschl. Olivspitze, 1 Auge	PUR	10

Produktinformation

Ureterkatheter

Gerade Versionen

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Material	VE (Stk)
ML-137413	Ureterkatheter Ch. 3, Chevassu (Flötenspitze)	PUR	10
ML-137414	Ureterkatheter Ch. 4, Chevassu (Flötenspitze)	PUR	10
ML-137415	Ureterkatheter Ch. 5, Chevassu (Flötenspitze)	PUR	10
ML-137416	Ureterkatheter Ch. 6, Chevassu (Flötenspitze)	PUR	10
ML-137417	Ureterkatheter Ch. 7, Chevassu (Flötenspitze)	PUR	10
ML-137418	Ureterkatheter Ch. 8, Chevassu (Flötenspitze)	PUR	10

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Material	VE (Stk)
ML-137423	Ureterkatheter Ch. 3, gerade zylindrisch geschl., 1 Auge	PUR	10
ML-137424	Ureterkatheter Ch. 4, gerade zylindrisch geschl., 1 Auge	PUR	10
ML-137425	Ureterkatheter Ch. 5, gerade zylindrisch geschl., 1 Auge	PUR	10
ML-137426	Ureterkatheter Ch. 6, gerade zylindrisch geschl., 1 Auge	PUR	10
ML-137427	Ureterkatheter Ch. 7, gerade zylindrisch geschl., 1 Auge	PUR	10
ML-137428	Ureterkatheter Ch. 8, gerade zylindrisch geschl., 1 Auge	PUR	10

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Material	VE (Stk)
ML-137433	Ureterkatheter Ch. 3, gerade zylindrisch geschl., 2 Augen	PUR	10
ML-137434	Ureterkatheter Ch. 4, gerade zylindrisch geschl., 2 Augen	PUR	10
ML-137435	Ureterkatheter Ch. 5, gerade zylindrisch geschl., 2 Augen	PUR	10
ML-137436	Ureterkatheter Ch. 6, gerade zylindrisch geschl., 2 Augen	PUR	10
ML-137437	Ureterkatheter Ch. 7, gerade zylindrisch geschl., 2 Augen	PUR	10
ML-137438	Ureterkatheter Ch. 8, gerade zylindrisch geschl., 2 Augen	PUR	10


Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Material	VE (Stk)
ML-137463	Ureterkatheter Ch. 3, gerade Zentral offen, ohne Auge	PUR	10
ML-137464	Ureterkatheter Ch. 4, gerade Zentral offen, ohne Auge	PUR	10
ML-137465	Ureterkatheter Ch. 5, gerade Zentral offen, ohne Auge	PUR	10
ML-137466	Ureterkatheter Ch. 6, gerade Zentral offen, ohne Auge	PUR	10
ML-137467	Ureterkatheter Ch. 7, gerade Zentral offen, ohne Auge	PUR	10
ML-137468	Ureterkatheter Ch. 8, gerade Zentral offen, ohne Auge	PUR	10

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Material	VE (Stk)
ML-137533	Ureterkatheter Ch. 3, gerade Olivspitze, geschl. 2 Augen	PUR	10
ML-137534	Ureterkatheter Ch. 4, gerade Olivspitze, geschl. 2 Augen	PUR	10
ML-137535	Ureterkatheter Ch. 5, gerade Olivspitze, geschl. 2 Augen	PUR	10
ML-137536	Ureterkatheter Ch. 6, gerade Olivspitze, geschl. 2 Augen	PUR	10
ML-137537	Ureterkatheter Ch. 7, gerade Olivspitze, geschl. 2 Augen	PUR	10
ML-137538	Ureterkatheter Ch. 8, gerade Olivspitze, geschl. 2 Augen	PUR	10

Produktinformation

Ureter- Schiene

- aus PU
- offene oder geschlossene Spitze
- versetzt gebohrte Drainageöffnungen über die gesamte Länge
- erhöhte Röntgenkontrastfähigkeit durch 40% Barium
- cm-Graduierung
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei, latexfrei
- Zubehör:
 - Pusher
 - Führungsdraht beschichtet, mit flexibler Spitze 150 cm
 - 2 Fixierklemmen



Doppelpigtail (Längenangabe ohne Einrollspitze (Pigtail))

53

Größe offen	22 cm	24 cm	26 cm	28 cm	VE (Stk)
CH 4,8	ML-135022048	ML-135024048	ML-135026048	ML-135028048	5
CH 6	ML-135022060	ML-135024060	ML-135026060	ML-135028060	5
CH 7	ML-135022070	ML-135024070	ML-135026070	ML-135028060	5
CH 8	ML-135022080	ML-135024080	ML-135026080	ML-135028080	5
Größe geschlossen	22 cm	24 cm	26 cm	28 cm	VE (Stk)
CH 4,8	ML-133022048	ML-133024048	ML-133026048	ML-133028048	5
CH 6	ML-133022060	ML-133024060	ML-133026060	ML-133028060	5
CH 7	ML-133022070	ML-133024070	ML-133026070	ML-133028070	5
CH 8	ML-133022080	ML-133024080	ML-133026080	ML-133028080	5


Mono J (Längenangabe ohne Einrollspitze (Pigtail))

Größe geschlossen	28 cm	VE (Stk)	Größe offen	28 cm	VE (Stk)
CH 4,8	ML-135948	2	CH 4,8	ML-136948	2
CH 6	ML-135960	2	CH 6	ML-136960	2
CH 7	ML-135970	2	CH 7	ML-136970	2
CH 8	ML-135980	2	CH 8	ML-136980	2
CH 9	ML-135990	2	CH 9	ML-136990	2

Produktinformation

Ureter- Schiene steuerbar

- aus PU
- **patentierte Vierkantkupplung** ermöglicht Steuerung mit und ohne Führungsdraht
- erhöhte Röntgenkontrastfähigkeit
- spezielle Materialmischung
- Luer-Lock Anschluss ermöglicht Kontrast-
- mittel-Applikation
- vesetzt gebohrte Drainageöffnungen
- Markierung am blasenseitigen Ende
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei, latexfrei


geschlossene Ureter-Schienen (zylindrische Spitze)

Größe CH	22 cm	24 cm	26 cm	28 cm	30 cm	VE (Stk)
4,8	ML-134022048	ML-134024048	ML-134026048	ML-134028048	ML-134030048	5
6	ML-134022060	ML-134024060	ML-134026060	ML-134028060	ML-134030060	5
7	ML-134022070	ML-134024070	ML-134026070	ML-134028070	ML-134030070	5
8	ML-134022080	ML-134024080	ML-134026080	ML-134028080	ML-134030080	5

zentral offene Ureter-Schienen (koaxiale Applikation)

Größe CH	22 cm	24 cm	26 cm	28 cm	30 cm	VE (Stk)
4,8	ML-136022048	ML-136024048	ML-136026048	ML-136028048	ML-136030048	5
6	ML-136022060	ML-136024060	ML-136026060	ML-136028060	ML-136030060	5
7	ML-136022070	ML-136024070	ML-136026070	ML-136028070	ML-136030070	5
8	ML-136022080	ML-136024080	ML-136026080	ML-136028080	ML-136030080	5


Set-Bestandteile

- Uretersplint
- Einführhülse aus PU ca. 44 cm mit Vierkantkupplung
- flexibler, PTFE beschichteter Führungsdraht mit beweglichem Kern 150 cm

Produktinformation

Ureter- Schiene Tumor steuerbar

- aus PU
- spiralverstärkt im geraden Schienenteil
- **patentierte Vierkantkupplung** ermöglicht Steuerung mit und ohne Führungsdraht
- spezielle Materialmischung
- Luer-Lock Anschluss ermöglicht Kontrastmittel-Applikation
- Markierung am blasenseitigen Ende
- Einmalprodukt
- steril
- PVC-frei, latexfrei



geschlossene Ureter-Schienen (zylindrische Spitze)

Größe CH	22 cm	24 cm	26 cm	28 cm	30 cm	VE (Stk)
6	ML-138022060	ML-138024060	ML-138026060	ML-138028060	ML-138030060	2
7	ML-138022070	ML-138024070	ML-138026070	ML-138028070	ML-138030070	2

zentral offene Ureter-Schienen (koaxiale Applikation)

Größe CH	22 cm	24 cm	26 cm	28 cm	30 cm	VE (Stk)
6	ML-139022060	ML-139024060	ML-139026060	ML-139028060	ML-139030060	2
7	ML-139022070	ML-139024070	ML-139026070	ML-139028070	ML-139030070	2
8	ML-139022080	ML-139024080	ML-139026080	ML-139028080	ML-139030080	2

Set-Bestandteile

- Uretersplint
- Einführhülse aus PU ca. 44 cm mit Vierkantkupplung
- flexibler, PTFE beschichteter Führungsdraht mit beweglichem Kern 150 cm

Produktinformation

Urindrainagesystem geschlossen „TUR“

- Fassungsvermögen 4000 ml
- belüftete Tropfkammer mit Rücklaufsperr
- Unterbrechung der retrograden Infektschiene
- belüfteter Auffangbeutel / Tropfkammer für Druckausgleich
- universeller Katheteransatz mit nadelfreiem Urinabnahmeport
- 120 cm großlumiger knickstabiler transparenter Schlauch mit oder ohne Pumpball und Schlauchklemme
- sichere Befestigung mittels Universalhaken, passend für nahezu jeden Holm
- Ablassvorrichtung einhändig bedienbar
- Einmalprodukt
- steril
- latexfrei



56

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE (Stk)	UK (Stk)
UM-UB4012	ohne Pumpball	20	100
UM-UB4032	mit Pumpball	20	100

Produktinformation

Urindrainagesystem geschlossen

- Fassungsvermögen 2000 ml
- belüftete Tropfkammer mit Rücklaufsperr
- Unterbrechung der retrograden Infektschiene
- belüfteter Auffangbeutel / Tropfkammer für Druckausgleich
- universeller Katheteransatz mit nadelfreiem Urinabnahmeport
- 120 cm großlumiger knickstabiler milchiger Schlauch
- sichere Befestigung mittels Universalhaken, passend für nahezu jeden Holm
- Ablassvorrichtung einhändig bedienbar
- Einmalprodukt
- steril
- latexfrei



57

Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
UM-21010200	20	100

Produktinformation

Urindrainagesystem geschlossen

- Fassungsvermögen 2000 ml
- belüftete Tropfkammer mit Rücklaufsperr
- Unterbrechung der retrograden Infektschiene
- belüfteter Auffangbeutel / Tropfkammer für Druckausgleich
- universeller Katheteransatz mit nadelfreiem Urinabnahmeport
- 120 cm großlumiger knickstabiler **transparenter** Schlauch
- sichere Befestigung mittels Universalhaken, passend für nahezu jeden Holm
- Ablassvorrichtung einhändig bedienbar
- Einmalprodukt
- steril
- latexfrei



Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
UM-UB2013	20	100

Produktinformation

Urinmess-System geschlossen

- Doppelmesskammer mit integrierter Klein-
mengenmessfunktion 50 ml / 400 ml
- belüftete Tropfkammer mit Rücklaufsperr
- Unterbrechung der retrograden Infektschiene
- belüfteter Auffangbeutel / Tropfkammer für
Druckausgleich 2600 ml
- universeller Katheteransatz mit nadelfreiem
Urinabnahmeport
- 120 cm großlumiger knickstabiler transpa-
renter Schlauch mit Schlauchhalter
- sichere Befestigung mittels Universalhaken,
passend für nahezu jeden Holm
- Ablassvorrichtung einhändig bedienbar
- Einmalprodukt
- latexfrei
- steril



Art.-Nr.	VE (Stk)	UK (Stk)
UM-337	10	100

Produktinformation

Urinmess-System geschlossen mit Wechselbeutel

- Meßkammer 500ml mit integrierter Kleinmengenmeßfunktion
- belüftete Tropfkammer mit Rücklaufsperr
- Unterbrechung der retrograden Infektschiene
- belüfteter Auffangbeutel / Tropfkammer für Druckausgleich
- universeller Katheteransatz mit nadelfreiem Urinabnahmeport
- 150 cm großlumiger transparenter Schlauch mit Knickschutz und Bettuchklemme
- sichere Befestigung mittels Universalhaken, passend für nahezu jeden Holm oder Universalbänder
- Urinbeutel mit 1500 ml
- Optional einsetzbar Wechselbeutel mit 1500 oder 3000 ml
- Ablassvorrichtung einhändig bedienbar
- Einmalprodukt
- latexfrei
- steril



60

Art.-Nr.	Größe	VE (Stk)	UK (Stk)
UM-517	geschlossenes Urinmesssystem mit Bänder	10	100

Zubehör

Art.-Nr.	Größe	VE (Stk)	UK (Stk)
UM-B1500	Wechselbeutel 1,5 Liter, mit Ablasshahn	100	100
UM-B3000	Wechselbeutel 3,0 Liter, mit Ablasshahn	100	100

Urologie

Frauenkatheter



Frauen-Katheter

Länge 18 cm, geschlossene spitze, 2 seitliche Augen

REF	Größe (Ch)
100 006	06
100 008	08
100 010	10
100 012	12
100 014	14
100 016	16
100 018	18
100 020	20

Frauen-Katheter hydrophil beschichtet

Länge 18 cm, geschlossene spitze, 2 seitliche Augen

101 008	08
101 010	10
101 012	12
101 014	14
101 016	16
101 018	18

Urologie

Tamponade Katheder



Tamponade-Katheter

2-Wege Foleyplast "Couvelaire" soft

REF	Größe (Ch)
115 316	16
115 318	18
115 320	20
115 322	22
115 324	24

Tamponade-Katheter

2-Wege Foleyplast "Couvelaire" soft

115 416	16
115 418	18
115 420	20
115 422	22
115 424	24

Tamponade-Katheter

2-Wege Foleyplast "Dufour" soft

REF	Größe (Ch)
115 516	16
115 518	18
115 520	20
115 522	22
115 524	24

Tamponade-Katheter

2-Wege Foleyplast "Durour" soft

115 616	16
115 618	18
115 620	20
115 622	22
115 624	24

2-Wege Foleyplast „Couvelaire“ Soft

- 2-Wege Tamponadekatheter nach TURP
- 30 ml Latexballon
- Länge 40 cm, x-ray
- PVC (halbsteif)

2-Wege Foleyplast „Couvelaire“ Soft

- 2-Wege Tamponadekatheter nach TURP
- 75 ml Latexballon
- Länge 40 cm, x-ray
- PVC (halbsteif)

2-Wege Foleyplast „Dufour“ Soft

- 2-Wege Tamponadekatheter nach TURP
- 30 ml Latexballon
- Länge 40 cm, x-ray
- PVC (halbsteif)

2-Wege Foleyplast „Dufour“ Soft

- 2-Wege Tamponadekatheter nach TURP
- 75 ml Latexballon
- Länge 40 cm, x-ray
- PVC (halbsteif)

Urologie

3-Wege Foley Katheter



**3-Wege Foley Katheter
Dauerspülkatheter (Latex)**

REF	Größe (Ch)
118 316	16
118 318	18
118 320	20
118 322	22
118 324	24

Dauerspülkatheter (Latex)

- 3-Wege Foley Katheter
- 30 ml, „hard valve“
- Länge 40 cm
- 1 Spülkanal
- Farbe: Amber
- silicone coated



63




Foleyplast "Couvelaire" -Soft-

REF	Größe (Ch)
119 3 16 30	16
119 3 18 30	18
119 3 20 30	20
119 3 22 30	22
119 3 24 30	24

Foleyplast „Couvelaire“ –soft-

- Tamponadekatheter für kontinuierliche Spülung nach TURP
- Aus PVC
- Ballon aus Naturlatex 30 ml
- Länge 40 cm, x-ray



Foleyplast "Couvelaire" -Soft-

REF	Größe (Ch)
119 3 16 75	16
119 3 18 75	18
119 3 20 75	20
119 3 22 75	22
119 3 24 75	24

Foleyplast „Couvelaire“ –soft-

- Tamponadekatheter für kontinuierliche Spülung nach TURP
- Aus halbsteifem PVC
- Ballon aus Naturlatex 75 ml
- Länge 40 cm, x-ray



Foleyplast "Dufour" -Soft-

REF	Größe (Ch)
119 4 16 30	16
119 4 18 30	18
119 4 20 30	20
119 4 22 30	22
119 4 24 30	24

Foleyplast „Dufour“ –soft-

- 3-Lumen Tamponadekatheter für kontinuierliche Spülung nach TURP
- aus halbsteifem PVC
- Ballon aus Naturlatex 30 ml
- Länge 40 cm, x-ray



Foleyplast "Dufour" -Soft-

REF	Größe (Ch)
119 4 16 75	16
119 4 18 75	18
119 4 20 75	20
119 4 22 75	22
119 4 24 75	24

Foleyplast „Dufour“ –soft-

- 3-Lumen Tamponadekatheter für kontinuierliche Spülung nach TURP
- aus halbsteifem PVC
- Ballon aus Naturlatex 75 ml
- Länge 40 cm, x-ray



Foleyplast "Korth" -Soft-

REF	Größe (Ch)
113 6 18	18
113 6 20	20
113 6 22	22
113 6 24	24



Foleyplast „Korth“ –soft-

- 3-Lumen Tamponadekatheter für kontinuierliche Spülung nach TURP
- „Mercier“
- Seitliche Drainagebohrung aus halbsteifem PVCD
- Ballon aus Naturlatex
- 75 ml
- Xray
- Länge 40 cm

Urologie

Ureterokutaneostomie Katheter



65

Ureterokutaneostomie Katheter

REF	Länge	Größe
138 723	26 cm	3,5 mm
138 724	26 cm	4,2 mm
138 733	32 cm	3,5 mm
138 734	32 cm	4,2 mm

Ureterokutaneostomie Katheter

- aus weichem Polyurethan
- transparent
- zentrale Öffnung
- cm – Graduierung
- Drainageöffnung
- Alle 10 mm
- Selbstarretierung
- Fixierscheibe